

Esco Airstream E II-luokan suojakaapit



- EN 12469 mukainen II-luokan suojakaappi
- suojaa käyttäjän, tuotteen ja ympäristön
- läpinäkyvät sivuseinät
- alhainen energiankulutus
- kirkas kehyksetön etulasi takaa esteettömän näkyvyyden
- kallistettu etulasi mahdollistaa hyvän työasennon
- runsaasti lisävarusteita ja mallivaihtoehtoja



Mallit	AC2-2E1	AC2-3E1	AC2-4E1	AC2-5E1	AC2-6E1
Ulkomitat ilman jalustaa (l x s x k) mm	730 x 732 x 1400	1035 x 732 x 1400	1340 x 732 x 1400	1645 x 732 x 1400	1950 x 723 x 1400
Jalustan korkeus mm (istuma/seisoma)	711 tai 860	711 tai 860	711 tai 860 mm	711 tai 860 mm	711 tai 860 mm
Työtilan mitat (l x s x k) mm	660 x 560 x 670	965 x 560 x 670	1270 x 560 x 670	1575 x 560 x 670	1880 x 560 x 670
Paino kg	160	177	203	251	299
Energiankulutus W	268	291	289	333	549
Valaistustaso Lux	> 900	> 1130 Lux	> 1280 Lux	> 1050 Lux	> 1220 Lux