


Esco Labculture Low Noise II-luokan suojakaapit



- EN 12469 mukainen II-luokan suojakaappi
- suojaa käyttäjän, tuotteen ja ympäristön
- erittäin alhainen äänitaso, miellyttävä työskennellä
- kirkas kehyksetön etulasi takaa esteettömän näkyvyyden
- kallistettu etulasi mahdollistaa hyvän työasennon
- korotettu käsituki vähentää hartiarasitusta
- runsaasti lisävarusteita ja mallivaihtoehtoja



Mallit	LA2-3L1	LA2-4L1	LA2-5L1	LA2-6L1
Ulkomitat ilman jalustaa (l x s x k) mm	1115 x 810 x 1540	1420 x 815 x 1540	1725 x 815 x 1540	2030 x 815 x 1540
Jalustan korkeus mm (istuma/seisoma)	711 tai 860	711 tai 860 mm	711 tai 860 mm	711 tai 860 mm
Työtilan mitat (l x s x k) mm	970 x 623 x 670	1270 x 623 x 670	1570 x 623 x 670	1870 x 623 x 670
Äänitaso (EN 12469) dB	< 52,5 dB	< 50,3 dB	< 54,5 dB	< 55,5 dB
Valaistustaso Lux	> 1230 Lux	> 1400 Lux	> 1070 Lux	> 1225 Lux