


# Esco Nordic Safe II-luokan suojakaapit



- EN 12469 mukainen II-luokan suojakaappi
- suojaa käyttäjän, tuotteen ja ympäristön
- läpinäkyvät sivuseinät
- sähkökäyttöinen etulasi
- alhainen energiankulutus
- kirkas kehyksetön etulasi takaa esteettömän näkyvyyden
- kallistettu etulasi mahdollistaa hyvän työasennon
- liitäntä ilmastointiautomaatioon
- 1/2-nopeuskytkin
- runsaasti lisävarusteita ja mallivaihtoehtoja



Mallit	NC2-4L8
Ulkomitat ilman jalustaa (l x s x k) mm	1200 x 812 x 1410
Jalustan korkeus mm (istuma/seisoma)	711 tai 860
Työtilan mitat (l x s x k) mm	1130 x 584 x 670
Paino kg	248
Energiankulutus W	190
Valaistustaso Lux	> 1250
Äänitaso dB	51