

MADRIMED

BMAX AUTOKLAAVI



- B-luokan autoklaavi
- tilavuudet 17- ja 22-litraa
- ECOSPEED B-luokan ohjelman kesto ainoastaan 24 minuuttia
- veden kulutus ainoastaan 0,3 ltr
- max. kuorma 6 kg
- erittäin hiljainen
- automaattinen oven lukitus
- takuu 2 vuotta / 2000 ajoa
- huoltoväli 4000 ajoa / 4 vuotta
- validoitu tehtaalla
- dokumentointi muistikortille tai tulostimella (optio)
- ioninvaihtopatruuna (optio)

Tekniset tiedot:

Technical data	<i>Bmax 17</i>	<i>Bmax 22</i>
Power supply	single phase 230 V ± 10% 50 - 60 Hz / 10 A	single phase 230 V ± 10% 50 - 60 Hz / 10 A
Sterilizer		
Power consumption	max. 2100 W / 9.2 A	max. 2100 W / 9.2 A
Dimensions overall (mm)	L: 455 / H: 410 / D: 520	L: 455 / H: 410 / D: 620
Weight / Mass in working condition	49 kg	56 kg
Main / Used water tanks content	3.5 / 4.0 litres	4.5 / 5.0 litres
Working range	8 or 12 cycles	8 or 12 cycles
Average / max. noise level	38 / 53 dB (A)	38 / 53 dB (A)
Chamber		
Capacity / dimensions (mm)	17 litres / Ø: 250 / D: 350	22 litres / Ø: 250 / D: 450
Bacteriological filter	0.3 µm	0.3 µm

Ohjelmat ja kuormat:

Cycle table	B Standard 134	B Prion 134	B Standard 121
Temperature	135.5 °C	135.5 °C	122.5 °C
Pressure	2.16 bar	2.16 bar	1.14 bar
Duration of the plateau	4'	18'	15'
Duration of the drying phase	15'	15'	20'
Total duration: empty - full load	<i>Bmax 17</i>	44' - 54'	50' - 60'
	<i>Bmax 22</i>	32' - 52'	50' - 65'
Type of load			
Full solid	YES	YES	YES
Small porous items	YES	YES	YES
Full porous	YES	YES	YES
Hollow A	YES	YES	YES
Hollow B	YES	YES	YES
Bagged single/double wrapped	YES	YES	YES

Max. mass of the load: solid / porous **Bmax 17**: 4.5/1.5 kg **Bmax 22**: 6.0/2.0 kg

Test cycles: Helix, Bowie & Dick, Air leakage - Vacuum test

Lisävarusteet:

madriDem ioninvaihtopatrana, automaattinen puhtaan veden syöttö

madriLog prosessitietojen tallennus muistikortille

madriPrint prosessitietojen tulostus printterillä

madriSeal kuumasumaaja pakkausten sulkemiseen